

NOBIL-METAL



La Nobil Metal S.p.A. garantisce l'alta qualità delle polveri metalliche (ottenute attraverso processo di atomizzazione), prodotte grazie alla ormai pluridecennale esperienza con i più avanzati sistemi. Qualità e certificazione.

Nobil Metal guarantees the high quality of metal powder (obtained by atomising), produced thanks to its decade-long experience with the most modern production system. Certified quality

Wol-Ceram ELC/ELM da la possibilità di produrre strutture in ceramica (metal-free) oppure in metallo ceramizzabile.

Wol-ceram ELC/ELM allows the production of both metal-free and PFM alloy structures.



Le polveri sono la base della sospensione per l'elettroforesi. La qualità della Nobil Metal unitamente alla tecnica di lavorazione brevettata dalla WOL-DENT garantiscono una tecnologia ad alto livello per l'esecuzione di un ciclo di elettroforesi di soli 5 minuti che consente la realizzazione di corone in metallo e travate in ceramica.



The powders are the basic component of the material to be used with the electrophoresis. The quality supplied by Nobil Metal together with the patented working technique by WOL-DENT assures a high technology execution level of an electrophoresis cycle which leads to the production of metal crowns and alumina bridges in just 5 minute time.



WOL CERAM® ELM
(electrolayered metal)

Wol-Ceram significa: lavoro manuale ridotto al minimo, consistenza standard nel tempo, nessuno spreco e/o matorozza di materiale, strutture riparabili e modellabili, materiale sempre nuovo (importante in caso di leghe: nessun riutilizzo di metallo già fuso!), precisione incredibile, totale indipendenza da attività esterne.

Wol-ceram means: reduced manual work, no casting bottoms or waste of material, repair and modification, always new material (important when using alloys: no re-casting of metal), unbelievable fit, total autonomy of the lab (not depending by outsourced work).



WOL CERAM® ELC
(electrolayered ceramic)

WOL CERAM®

Lizenz



WOL-DENT GmbH garantisce la possibilità di eseguire nel modo più veloce e preciso, tramite elettroforesi, sia travate in metallo che in ceramica.

WOL-DENT GmbH guarantees the possibility to carry out both metal and ceramic bridges by electrophoresis in a quick and precise way.

T & Nobil Metal

SINERGIA PER IL VOSTRO FUTURO

SINERGY FOR YOUR FUTURE

NOBIL-METAL®
DENTAL ALLOYS & SOLDERS S.p.A.

Str. San Rocco, 28
14018 Villafranca d'Asti
Italy

tel. +39.0141.933811
fax +39.0141.943840

contact@nobilmetal.it
info@nobilmetal.it
www.nobilmetal.it

AG. 0509MAT29WOL003 rev.01-03/09



WOL-DEN

LA NOSTRA

OUR